



Alpinglow Summit Bulb



Specification

Power: 54w
Spectrum: 660nm850nm
Dimensions: 12x12.5cm
Material: Aluminum Alloy
LED Quantity: 18pcs 3W Led
Beam angle: 30 degree
Power Consumption: 30w+-5w
Power Input: AC 85-265V(50/60HZ)
Base type: fits both E26&E27
Lifespan: 50,000hrs

PAR38
E26 Socket



Using this product

Simply screw the device into any suitable E26/E27 socket, like a lamp or cable, and turn it on as you would any bulb.



When powered on, the 660nm LEDs emit a bright red light that is clearly visible. In contrast, the 850nm LEDs do not appear to be lit, as near-infrared light falls outside the visible spectrum and cannot be seen by the human eye.

Basic application:

- Distance: Position the light 0 to 30 cm from the target area.
- Session Duration: Expose each area for 5 to 25 minutes, depending on the distance. Repeat on other areas as needed.
- Frequency: Use 2 to 14 times per week. Listen to your body and adjust time and frequency based on how you feel.
- Note: For long-term benefits, continue using the therapy several times per week.



Thank you for investing in your health and well-being with Alpinglow Summit Bulb.



www.alpinglow.ch



[alpinglow_switzerland](https://www.instagram.com/alpinglow_switzerland)



[Alpinglow](https://www.facebook.com/Alpinglow)



info@alpinglow.ch



+41 79 674 71 07



Crans Montana, Switzerland



www.alpinglow.ch

Disclaimer:

Our guide and red light therapy panels are intended for general wellness purposes only. They are not a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment. Individual results may vary. Always consult a qualified healthcare professional before beginning any new therapy or wellness practice.



Alpinglow Summit Bulb



Spécification

Puissance : 54 W Spectre : 660 nm
850 nm Dimensions : 12 x 12,5 cm
Matériau : alliage d'aluminium
Quantité de LED : 18 LED 3 W Angle
du faisceau : 30 degrés
Consommation électrique : 30 W +
5 W Entrée d'alimentation : CA 85-
265 V (50/60 Hz) Type de culot :
convient aux ampoules E26 et E27
Durée de vie : 50 000 heures

PAR38
E26 Socket



Utilisation de ce produit

Vissez simplement l'appareil dans n'importe quelle douille E26/E27 appropriée, comme une lampe ou un câble, et allumez-le comme vous le feriez avec n'importe quelle ampoule.



Lorsqu'elles sont allumées, les LED de 660 nm émettent une lumière rouge vive et clairement visible. En revanche, les LED de 850 nm ne semblent pas allumées, car la lumière proche infrarouge se situe en dehors du spectre visible et est invisible à l'œil nu.

Utilisation de base:

Distance : Positionnez la lumière à 0 à 30 cm de la zone cible.

Durée de la séance : Exposez chaque zone pendant 5 à 25 minutes, selon la distance. Répétez l'opération sur d'autres zones si nécessaire.

Fréquence : À utiliser 2 à 14 fois par semaine. Écoutez votre corps et adaptez la durée et la fréquence en fonction de vos sensations.

- Remarque : pour des bénéfices à long terme, continuez à utiliser la thérapie plusieurs fois par semaine.



Merci d'investir dans votre santé et votre bien-être avec Alpinglow Summit Bulb.



www.alpinglow.ch



[alpinglow_switzerland](https://www.instagram.com/alpinglow_switzerland)



[Alpinglow](https://www.facebook.com/Alpinglow)



info@alpinglow.ch



+41 79 674 71 07



Crans Montana, Switzerland



www.alpinglow.ch

Clause de non-responsabilité:

Notre guide et nos panneaux de luminothérapie rouge sont destinés uniquement à un usage général de bien-être. Ils ne remplacent en aucun cas un avis médical, un diagnostic ou un traitement professionnel. Les résultats peuvent varier d'une personne à l'autre. Consultez toujours un professionnel de santé qualifié avant de commencer toute nouvelle thérapie ou pratique de bien-être.



Alpinglow Summit Bulb



Spezifikation

Leistung: 54 W Spektrum: 660 nm – 850 nm
Abmessungen: 12 x 12,5 cm
Material: Aluminiumlegierung
LED-Anzahl: 18 Stück 3-W-LED
Abstrahlwinkel: 30 Grad
Stromverbrauch: 30 W +/- 5 W
Leistungsaufnahme: AC 85–265 V (50/60 Hz)
Sockeltyp: passt sowohl für E26 als auch für E27
Lebensdauer: 50.000 Stunden

PAR38
E26 Socket



Verwendung dieses Produkts

Schrauben Sie das Gerät einfach in eine geeignete E26/E27-Fassung, beispielsweise eine Lampe oder ein Kabel, und schalten Sie es wie jede andere Glühbirne ein.



Im eingeschalteten Zustand strahlen die 660-nm-LEDs ein helles, deutlich sichtbares rotes Licht aus. Im Gegensatz dazu scheinen die 850-nm-LEDs nicht zu leuchten, da Nahinfrarotlicht außerhalb des sichtbaren Spektrums liegt und für das menschliche Auge nicht wahrnehmbar ist.

Grundanwendung:

Abstand: Positionieren Sie das Licht 0 bis 30 cm vom Zielbereich entfernt.

Dauer der Sitzung: Behandeln Sie jeden Bereich je nach Entfernung 5 bis 25 Minuten lang. Wiederholen Sie dies bei Bedarf an anderen Bereichen.

Häufigkeit: 2 bis 14 Mal pro Woche anwenden. Hören Sie auf Ihren Körper und passen Sie Zeit und Häufigkeit Ihrem Befinden an.

- Hinweis: Für einen langfristigen Nutzen wenden Sie die Therapie weiterhin mehrmals pro Woche an.



Vielen Dank, dass Sie mit Alpinglow Summit Bulb in Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden investieren.



www.alpinglow.ch



[alpinglow_switzerland](https://www.instagram.com/alpinglow_switzerland)



[Alpinglow](https://www.facebook.com/Alpinglow)



info@alpinglow.ch



+41 79 674 71 07



Crans Montana, Switzerland



www.alpinglow.ch

Haftungsausschluss:

Unser Leitfaden und die Rotlichttherapie-Panels dienen ausschließlich allgemeinen Wellnesszwecken. Sie ersetzen keine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung. Individuelle Ergebnisse können variieren. Konsultieren Sie immer einen qualifizierten Arzt, bevor Sie eine neue Therapie oder Wellness-Praxis beginnen.



Alpinglow Summit Bulb



Specificazione

Potenza: 54 W Spettro: 660 nm – 850 nm Dimensioni: 12 x 12,5 cm
Materiale: lega di alluminio Numero di LED: 18 LED da 3 W Angolo del fascio: 30 gradi Consumo energetico: 30 W +/- 5 W Ingresso alimentazione: CA 85-265 V (50/60 Hz) Tipo di base: compatibile sia con E26 che con E27 Durata: 50.000 ore

PAR38
E26 Socket



Utilizzo di questo prodotto

Basta avvitare il dispositivo in un attacco E26/E27 adatto, come quello di una lampada o di un cavo, e accenderlo come qualsiasi altra lampadina.



Quando accesi, i LED da 660 nm emettono una luce rossa brillante e chiaramente visibile. Al contrario, i LED da 850 nm sembrano non luminosi, poiché la luce del vicino infrarosso si trova al di fuori dello spettro visibile ed è invisibile all'occhio umano.

Applicazione di base:

Distanza: posizionare la luce a una distanza compresa tra 0 e 30 cm dall'area bersaglio.

Durata della sessione: trattare ciascuna area per 5-25 minuti, a seconda della distanza. Ripetere su altre aree se necessario.

Frequenza: utilizzare da 2 a 14 volte a settimana. Ascolta il tuo corpo e regola l'orario e la frequenza in base alle tue esigenze.

- Nota: per ottenere benefici a lungo termine, continuare a utilizzare la terapia più volte alla settimana.



www.alpinglow.ch



[alpinglow_svizzera](https://www.instagram.com/alpinglow_svizzera)



[Alpinglow](https://www.facebook.com/Alpinglow)



info@alpinglow.ch +41 79 674 71 07 Crans



Montana, Svizzera



www.alpinglow.ch

Disclaimer:

La nostra guida e i nostri pannelli di terapia con luce rossa sono solo per scopi di benessere generale. Non sostituiscono il parere, la diagnosi o il trattamento di un medico professionista. I risultati individuali possono variare. Consultare sempre un medico qualificato prima di iniziare qualsiasi nuova terapia o pratica di benessere.